

# MAGNAMED

CANT.	ITEM	DESCRIPCION.
01	Ventilador de Transporte Adulto Pediátrico Neonatal	<p>Marca : <b>MAGNAMED</b>            Modelo: <b>OXYMAG</b>            Origen : <b>BRASIL</b></p>
   		<p><b>Incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Software en Español.</li> <li>• Sistema Inteligente de Alarmas</li> <li>• Batería de 6.5 horas de autonomía</li> <li>• Monitor de Ventilación completo con gráficos y valores numéricos</li> <li>• <b>Modos Ventilatorios: VCV/VCV-AC, PCV/PCV-AC, V-SIMV+PS, P-SIMV + PS, PLV, CPAP/PSV, DualPAP/APRV, NIV.</b></li> <li>• Modo <b>ADULTO, PEDIATRICO y NEONATAL</b></li> <li>• Ventilación de Respaldo</li> <li>• Software y módulo de Capnografía y Oximetría <b>EtCO2 y SpO2</b></li> <li>• Curvas PxT, FxT, VxT, SpO2, CO2</li> <li>• Loops VxF, PxV</li> <li>• Peso 3.0 Kg</li> <li>• Interfase RS-232C</li> <li>• Pantalla táctil 5.7 pulgadas</li> <li>• Terapia Tecla de Acceso Rápido O2 100%</li> <li>• Modo STAND BYE</li> <li>• Congelamiento de Gráficos (Stma. FREEZE)</li> <li>• Sistema de Fijación (Ambulancias, Helicóptero y Camas)</li> <li>• Ágil, ligero y pequeño: 254 x 230 x 185 mm</li> </ul> <p><b>INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 cargador de cigarrera para Auto o Avión</li> <li>• 01 cargador AC</li> <li>• 01 Corrugado reusable ADULTO 1.2 m</li> <li>• 03 Sensores de Flujo Adul, Pediá, Neo</li> <li>• 03 líneas de Silicona</li> <li>• 01 Pulmón de prueba</li> <li>• 01 Manual de usuario</li> </ul>