



SITMED[®]
Life Transport

MXS 330 - Elevex

Camilla X

Camilla con regulación de altura en 8 niveles, facilitando la operación de transferencia de pacientes y proveyendo mayor confort durante el transporte.



Ruedas con banda de goma y sistemas de freno, con un diámetro de 127mm.

Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.

Sistema Trendelenburg para el transporte de pacientes en estado de shock.

Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.

Estructura en duraluminio con uniones en polímeros. No utiliza soldadura.

Barandas laterales plegables, con doble cierre automático.

Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.

Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.

Sistema de anclaje (fijación) completa para instalación en ambulancias.

Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.

Largo total 2050mm.

Ancho total 640mm.

Rango de altura variable desde 0mm até 880mm hasta la rueda de ataque.

2 años de garantía.