

MXS 331 – SITMED ELEVEK II®

CAMILLA PANTOGRÁFICA PARA AMBULANCIA


SITMED
 NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT


Camilla Pantográfica MXS 331 – Sitmed Elevex II, especialmente diseñada para cargas pesadas, permite ajustes intermedios de altura para su uso en diferentes vehículos de rescate y emergencia y para facilitar el traslado de los pacientes de la cama hospitalaria a la camilla, o viceversa. Construida en duraluminio ligero y resistente, dispone de sistema de apertura y cierre de patas pantográfico. Ofrece agilidad, seguridad, practicidad y robustez.

CARACTERÍSTICAS

- La estructura en duraluminio con pintura en polvo electrostático (Epoxy) en color naranja.
- Permite ajuste en 6 niveles de altura diferentes.
- Conjunto de patas reforzadas en forma de X con tubos rectangulares reforzados.
- Somier inyectado de polímero de alta resistencia apto para RCP
- Respaldos ajustables para posiciones Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Leg Curl, Trendelenburg y Supine.
- Cuatro horquillas giratorias de polímero de alta resistencia con sistema de freno y bloqueo de giro.
- Ruedas de 200 mm recubiertas de PU expandido para absorber las vibraciones al moverse.
- Asas laterales basculantes con sistema de doble enganche.
- Tiradores auxiliares en ambos extremos, unificados a los somieres.
- Adhesivo reflectante para mayor seguridad y visibilidad en operaciones nocturnas.

INFORMACIONES TECNICAS

- Longitud de la cama: 2050 mm
- Longitud total cerrada: 2050 mm
- Altura de entrada: varía de 530 mm a 800 mm
- Ancho total: 610 mm
- Altura cerrado: 470 mm
- Peso Neto: 50 Kg.
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Longitud de las correas laterales: 612 mm
- Altura de las asas laterales: 215 mm.

ACCESORIOS STÁNDAR

- Colchoneta impermeable negra: Dimensiones 1890 X570 X 70 mm
- 01 Cinturón de seguridad automotriz de 04 puntos para hombros y pecho.
- 02 Cinturones de seguridad automotrices para abdomen y piernas.
- Sistema de anclaje homologado 10G

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte Suero y Sangre (Ref.: SSS 900)
- Soporte para Cilindro O² (Ref.: SCS 910)
- Soporte para Monitores y Periféricos Medrack (Ref.: SMS 940)
- Posición antichoque de Trendelenburg
- Disponible versión para transporte de Incubadoras Neonatales
- Disponible versión para transporte de Pacientes Bariátricos
- Eje superior telescópico para reducir la longitud de la cama
- Ruedas de 127 mm de diámetro.

STANDARDS/ CERTIFICACIONES

- AFE Anvisa – 8043849
- Registro Anvisa nº 80438490002
- EN ISO 13485: 2016
- DIN EN 1865
- BS EN 1789
- ABNT NBR 14.561
- Estándar AMD 004
- Prueba de choque 10G
- Certificación CE